



SoinVie

Biossegurança

CATÁLOGO DE PRODUTOS



soinviobrasil.com.br



Indicadores biológicos a vapor

Os indicadores biológicos CLEAN-TEST são compostos por: uma ampola plástica e uma tira de esporos para cada tipo de esterilização. Há ainda uma ampola de vidro com meio de cultura, formulado por caseína de soja e um indicador de coloração, que muda drasticamente para amarelo quando houver esporos viáveis.



10 Unidades



50 Unidades

Descrição: *Geobacillus stearothermophilus* 10⁵ ou 10⁶

Processo: Vapor

Tempo de Incubação : 24 h

Temperatura de Incubação: 55° C a 60° C

Vantagens:

- Alta eficácia
- Produção nacional
- Mudança expressiva de coloração em resultados positivos
- Fácil manuseio

Indicadores químicos tipo 4

O indicador químico multi-parâmetros CLEAN-TEST indica se o vapor penetrou no ponto de coloração da tira, que geralmente é o centro geométrico do pacote. Pode ser utilizado em todos os equipamentos de esterilização a vapor 121° C a 134° C. O indicador é coberto uma substância química que muda sua coloração de amarelo para preto, quando exposta às condições mínimas de tempo e temperatura necessárias ao processo.



Não esterilizado



Esterilizado

Indicadores químicos tipo 5

Tipo tira (adesivo) - O integrador CLEAN-TEST possui uma tinta indicadora que muda de rosa para marrom e apresenta uma resposta integrada com os parâmetros críticos de esterilização: vapor, tempo e temperatura/pressão. Trabalha em equipamentos com ciclos de 121° C a 134° C. Isento de chumbo, proporciona uma leitura fácil e imediata, possui uma camada plástica que impede que a tinta do indicador entre em contato com os instrumentos esterilizados.



Não esterilizado



Esterilizado

soinviedobrasil.com.br



Revelador e Fixador PRODAK

Soluções formuladas para Revelar e Fixar imagens radiográficas em películas de Raio-X.



Revelador



Fixador

Estrada BR 158, S/N | CEP: 87250-000 - Parque Industrial - Peabiru/PR

sacsoinviedobrasil@gmail.com | soinviedobrasil@gmail.com

 Tel. (44) 3531-1552 | soinviedobrasil.com.br

Clique nos ícones e acesse nossas redes sociais:

