

## Fita adesiva para Peróxido de Hidrogênio Vaporizado (VH2O2)

Ref: 1266

Esta é uma fita disponível em largura de 19 mm e impressa com um indicador de processo - tinta reativa de peróxido de hidrogênio vaporizado (VH2O2) e plasma. As fitas destinam-se a demonstrar a exposição ao processo de esterilização peróxido de hidrogênio e distinguir pacotes processados e não processados. A mudança de cor não deve ser interpretada como indicações da adequação do ciclo de esterilização.

A cor do indicador não processado é azul escuro/roxo, o qual mudará para rosa após a exposição à esterilização. Após a exposição (mantida em armazenagem dentro da temperatura recomendada de 15°C-30°C e RH 35-60% em um lugar escuro), a cor rosa permanecerá pelo menos 3 anos.

A fita para peróxido de hidrogênio está em conformidade com os requisitos da norma ISO 11140-1: 2014, Tipo 1.

**Armazenamento:** 15°C-30°C e RH 35-60% Protegido de luz.

**Largura:** 19mm

**Comprimento:** 50m

**Livre de chumbo.**

**Responsável Técnico:** Daniel Davi Gruchinski. CRQ IX 09203188



**Registro no MS. Produto não considerado  
“Produto para Saúde” conforme RDC 185/2001 - ANVISA**